



**Navštivte stránky
www.emerade.cz**

- Zhlédněte instruktážní video, jak použít adrenalinové pero Emerade®



- Získejte více informací o anafylaxi

- Požádejte Vašeho lékaře o tréninkové pero Emerade®. Tréninková pera by měla být uchovávána odděleně od aktivních per Emerade®, aby nedošlo k jejich záměně



- Jakékoli pero, u kterého existuje podezření, že se neaktivovalo, by mělo být uchováno pro účely dalšího vyšetřování. Takové pero prosím vraťte do lékárny.

Skladování

- Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Pero Emerade® musí být uchováváno dle podmínek uvedených v příbalové informaci. Nevystavujte pero vysokým teplotám.



- Pravidelně kontrolujte roztok přes kontrolní okénko zvednutím štítku na těle pera, abyste se přesvědčili, že je čirý a bezbarvý. Pokud je roztok zabarvený nebo obsahuje sraženiny, zlikvidujte pero Emerade® a vyměňte ho za nové.

- Předplněné pero Emerade® je dodáváno ve speciálním plastovém pouzdru uvnitř krabičky. Uchovávejte v plastovém, ochranném pouzdru. Pero/a a návod k použití musí být vždy uchovávány v tomto pouzdru. Plastové pouzdro může být uchováváno ve vnější krabičce.



Snadné a bezpečné použití

- Emerade® má jediný velký otvor na jednom konci pera, který jasně indikuje, že otvor skrývá jehlu.

- Jehla je chráněna před, během i po podání injekce.

Když cestujete letadlem

- Mějte pero Emerade® ve svém příručním kabinovém zavazadle. Posádka letadla nemusí vědět, že pero je Vaše léčebná pomůcka. Požádejte proto svého lékaře o vystavení potvrzení, které mějte při sobě.



Co je dobré vědět o PŘEDPLNĚNÉM PERU pro injekční podání ADRENALINU?

PRO AKUTNÍ ZVLÁDNUTÍ ANAFYLAKTICKÉ REAKCE



Jak použít pero Emerade®?

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci a v případě potřeby postupujte dle instrukcí na obalu pera.

Je doporučeno s sebou vždy nosit dvě adrenalinová pera přípravku Emerade®.

Zkontrolujte si dobu použitelnosti na adrenalinovém peru Emerade®. Požádejte svého lékaře, aby Vám předepsal nové pero před uplynutím doby použitelnosti původního. Pero po uplynutí použitelnosti nemusí být funkční.

Emerade® aplikujte při prvních příznacích těžké alergické reakce.



Odstraňte víčko jehly.

Umístěte pero Emerade® proti vnější straně stehna pod úhlem 90 stupňů a pevně stiskněte tak, aby se kryt jehly stlačil. Uslyšíte cvaknutí, jakmile se pero aktivovalo a jehla pronikla do stehna.



A zatlačte proti stehnu a držte pevně stisknuté po dobu 5 vteřin. Poté pero odložte a jemně masírujte místo v pichu. Ihned zavolejte na tísňovou linku 155 nebo 112 a nahlaste, že jde o anafylaktickou reakci, a to i v případě, že máte pocit, že se Vaše příznaky zlepšily.

Během čekání na sanitku ležte s nohama ve zvýšené poloze a v případě, že máte potíže s dýcháním, se posaďte.

Okamžitě po aplikaci Emerade® vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je to možné, poproste někoho, zda by s Vámi mohl zůstat až do příjezdu sanitky, pro případ, že byste se opět cítil(a) špatně.

Pero Emerade® nelze znovu použít. Pokud se po injekci stav nezlepší, pak může po 5-15 minutách následovat druhá injekce nepoužitým perem. Měl(a) byste postupovat stejně jako při první aplikaci.

Je doporučeno, aby pacient s sebou vždy nosil dvě pera Emerade®.

Jak zkontrolovat, že Vaše pero bylo správně aktivováno a dávka adrenalinu byla aplikována

Obrázky se vztahují na všechny dávky Emerade® (300 mikrogramů a 500 mikrogramů).

Nepoužité pero Emerade® (před aktivací) má kryt jehly v základní poloze.



Aktivované pero Emerade® má vytažený kryt jehly.



Po aktivaci má pero přípravku Emerade® vytažený kryt jehly.

Šipka na štítku pera označuje, kde štítek odlepit, abyste našel(a) kontrolní okénko.

Pokud je v kontrolním okénku stále čirá tekutina (roztok adrenalinu), pero se neaktivovalo a dávka adrenalinu se neaplikovala.

Adrenalinové pero Emerade®, které se aktivovalo a dávka adrenalinu se úspěšně aplikovala, má v kontrolním okénku barevný píst (naleznete po odlepení štítku na peru).



Emerade® 300 mikrogramů, po aktivaci pera a aplikaci adrenalinu se v kontrolním okně objeví zelená barva.



Emerade® 500 mikrogramů, po aktivaci pera a aplikaci adrenalinu se v kontrolním okně objeví modrá barva.

Pokud se Vaše adrenalinové pero Emerade® neaktivuje, proveďte další pokus za použití větší síly při stisknutí pera proti zamýšlenému místu podání injekce. Pokud se pero neaktivuje ani během dalšího pokusu, je doporučeno okamžitě použít druhé pero.

Kdy použít pero Emerade®?

Emerade® se používá k akutní léčbě závažných alergických reakcí (anafylaxe) způsobených potravinami, léky, hmyzím bodnutím a také reakcí vyvolaných námahou nebo neznámou příčinou.

Mezi obvyklé projevy patří:

- Dýchací potíže, sípání
- Svědění, zejména na rukou a hlavě
- Bodavý pocit v ústech
- Otok v ústech, krku, rtů nebo očí
- Svědění, zarudnutí nebo kopřivka kdekoliv na těle
- Závratě, zmatenost, studený pot
- Bolesti břicha, nevolnost nebo zvracení
- Náhlá únava, snížení krevního tlaku nebo mdloby
- Dezorientace nebo ztráta vědomí
- Slabý puls



Tyto projevy se mohou objevit rychle během několika minut nebo i v průběhu několika hodin po kontaktu s alergenem.

Velmi závažné projevy:

Těžce se Vám dýchá, ústa nebo krk otékají, cítíte náhlou únavu a závratě. Máte kožní příznaky, jako je zarudnutí, svědění, kopřivka. Tyto projevy se zhoršují.

- **Pozorujete-li tyto projevy, použijte ihned pero Emerade®.**
- **Poté ihned zavolejte na tísňovou linku 155 nebo 112 a nahlaste, že se jde o anafylaktickou reakci, a to i v případě, že máte pocit, že se Vaše příznaky zlepšily.**

**Adrenalin zvyšuje krevní tlak, stimuluje srdeční činnost a usnadňuje dýchání.
Mějte pero Emerade® vždy při sobě.**

Pokud se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Verze 04 - Schváleno SÚKL 12/2022.