

Seznam glukometrů používaných v dané zemi

Aktualizováno 8 srpen, 2022

Schváleno SÚKL březen 2023

Značka Glukometru	Kompatibilní s PD roztokem (specifický ke glukóze) EXTRANEAL (icodextrin)	Typ testu*	Výrobce
FreeStyle Freedom	Ano	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.cz Bezplatná infolinka 800 189 564 (Po-Pá 9.00-17.00) Email: FreeStyle.CZ@abbott.com
FreeStyle Freedom Lite	Ano	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Ano	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Optium Neo	Ano	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Ano	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Ano	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Ano	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Ano	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Ano	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Ano	GDH-NAD	
Assure Platinum	Ano	GO	Arkray, Inc. Výhradní dovozce pro ČR: Medista spol. s r.o. Tel. +420 273 130 623 Zákaznická linka +420 603 432 421 jitka.malinova@medista.cz Email: glucocard@medista.cz www.glucocard.cz
GLUCOCARD 01	Ano	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Ano	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Ano	GO	
GLUCOCARD MX	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Ano	GO	
GLUCOCARD X-meter ²	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini ²	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus ²	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Ano	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Ano	GO	
ReliOn Confirm	Ano	GO	
ReliOn micro	Ano	GO	
ReliOn Prime	Ano	GO	
GLUCOCARD S onyx	Ano	GDH-FAD	
PocketChem BG	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Ano	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Ano	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Ano	GO	
GlucoCard G+ Link	Ano	GO	
GlucoCard Σ+	Ano	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Ano	GO	

Značka Glukometru	Kompatibilní s PD roztokem (specifický ke glukóze) EXTRANEAL (icodextrin)	Typ testu*	Výrobce
Breeze 2	Ano	GO	<p>Ascensia Diabetes Care (původně Bayer Healthcare) PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.</p> <p>Zelená linka: 800 111 077 (Po-Pá 9.00-15.00)</p> <p>Email: info@promedica-praha.cz</p> <p>https://www.promedica-praha.cz/divize/diabetologie/</p>
Contour	Ano	GDH-FAD	
Contour Link	Ano	GDH-FAD	
Contour Next	Ano	GDH-FAD	
Contour Next EZ	Ano	GDH-FAD	
Contour Next Link	Ano	GDH-FAD	
Contour Next Link 2.4	Ano	GDH-FAD	
Contour Next USB	Ano	GDH-FAD	
Contour Next One	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus Link 2.4	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus One	Ano	GDH-FAD	
Contour TS	Ano	GDH-FAD	
Contour USB	Ano	GDH-FAD	
Contour XT	Ano	GDH-FAD	
Contour Next (Connected)	Ano	GDH-FAD	
Contour Care	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus Blue	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus Elite	Ano	GDH-FAD	
Contour Next GEN	Ano	GDH-FAD	
OneTouch Select	Ano	GO	<p>Lifescan, Inc. Bezplatná linka: 800 223 223 (Po-Pá 8.30-16.00)</p> <p>Email: info@lifescan.cz</p> <p>https://www.jnj.cz/o-spolecnosti/struktura-spolecnosti/medical-devices-diagnostics/divize/lifescan</p>
OneTouch Select Mini	Ano	GO	
OneTouch SelectPlus	Ano	GO	
OneTouch SelectPlus Flex	Ano	GO	
OneTouch SelectPlus Simple	Ano	GO	
OneTouch Select Simple	Ano	GO	
OneTouch Ultra ^A	Ano	GO	
OneTouch Ultra 2	Ano	GO	
OneTouch UltraEasy	Ano	GO	
OneTouch UltraMini	Ano	GO	
OneTouch UltraPlus Flex	Ano	GDH-FAD	
OneTouch UltraPlus Reflect	Ano	GDH-FAD	
OneTouch UltraVue	Ano	GO	
OneTouch Verio	Ano	GDH-FAD	
OneTouch VerioFlex	Ano	GDH-FAD	
OneTouch VerioIQ	Ano	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro+	Ano	GDH-FAD	
OneTouch VerioVue	Ano	GDH-FAD	
OneTouch Verio Reflect	Ano	GDH-FAD	

¹ Tyto Abbott glukometry (spolu s Dexcom G4 Platium, G5 Mobile, G6 a Medtronic iPro2), systémy kontinuálního monitorování glykémie (CGM) **nejsou doporučeny** výrobcem pro použití u dialyzovaných pacientů. Přesto, že mají složení založené na GO, v současné době neexistují dostatečné vědecké důkazy o jejich kompatibilitě s Extranealem. Pro získání dalších informací kontaktujte výrobce.

² ACCU-CHEK Nano (nikoli Aviva nebo Performa) a ACCU-CHEK Aviva Plus glukózové systémy jsou dostupné POUZE v USA a využívají testovací proužky označené ACCU-CHEK Smartview a ACCU-CHEK Aviva Plus. Tyto systémy využívají Mut Q-GDH (**kompatibilní**) proužky. Pro získání dalších informací kontaktujte výrobce.

³ TRUResult (GDH-FAD), TRUResult Twist 2, TRUEyou, True track monitory nebyly testovány s limity doporučenými společností Baxter pro Icodextrin a maltózu. Takže tyto monitory nebyly doporučeny k použití pro dialyzované pacienty.

Test Type* (Typ testu*)

GO = glucose oxidase (glukózová oxidáza)

GDH-PQQ = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method) (pyrolchinolinchinón glukózodehydrogenáza (poznámka: **GDO**, glukózová oxidoreduktáza, je **nekompatibilní** s metodou PQQ)).

GDH-NAD = glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide (glukózová dehydrogenáza s nikotinamid-adenin-dinukleotidem)

GDH-FAD = glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide (glukózová dehydrogenáza s flavin-adenin-dinukleotidem)

Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference (glukózová dehydrogenáza s modifikovaným pyrolchinolinchinonem na eliminaci interference s maltózou)

Reference (References):

^A Baxter Interim zpráva 1, 33541 Stanovení potenciální interference icodextrinu a jeho metabolitů na měření lidské krevní glukózy pomocí vybraných glukometrů. [^A Baxter report Interim 1, 33541 Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on human blood glucose measurement using chosen glucometers.]

Přečtěte si úplné informace o předepisování přípravku EXTRANEAL (icodextrin) roztok pro PD.

Baxter a EXTRANEAL jsou ochranné známky společnosti Baxter International Inc.

Další ochranné známky nebo produkty, které se zde vyskytují, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.