

Rekonstituce intravenózního přípravku DANTROLEN I.V. (dantrolenum natricum trihemihydricum)

Důležité, čtěte před použitím

Filtrační jehly dodávané s tímto výrobkem jsou určeny k nasátí i.v. roztoku dantrolenu sodného z injekční lahvičky do stříkačky před podáním pacientovi. Jehla s filtrem se pak musí **nahradit** vhodnou intravenózní kanylou nebo aplikačním systémem a NESMÍ se použít k podání přípravku pacientovi.

Filtrační jehly jsou součástí jen léčivých přípravků propuštěných po změně, léčivých přípravků propuštěných před změnou se to netýká, a proto u nich není vyžadována filtrace.

NENÍ URČENO K SUBKUTÁNNÍMU PODÁNÍ 18G X 1 1/2

Dodané filtrační jehly

Tato krabička obsahuje 12 tupých plnicích jehel BD s filtrem

18G x 1 1/2 (1,2 mm x 40 mm) (5 µm)

(Kód výrobku BD 305211)

Není určeno k subkutánnímu podání

Nesterilizujte tupou filtrační (plnicí) jehlu BD s filtrem v autoklávu

Sterilní a apyrogenní. Nepoužívejte, je-li individuální balení poškozeno

Pozor: Opakované použití může vést k infekci nebo jiné chorobě/zdravotní újmě

Vyhodte jehlu do schválené sběrné nádoby na ostrý odpad

Pokyny k použití tupých plnicích jehel s filtrem

(provedte v souladu s místními předpisy pro prevenci infekce)

- 1) Rekonstituujte injekční lahvičku 60 ml vody na injekci.
- 2) Rekonstituovaný přípravek filtrujte tupou plnicí jehlou s filtrem při natažení roztoku do injekční stříkačky.
- 3) Odstraňte tupou plnicí jehlu z injekční stříkačky před připojením k intravenózní kanyle nebo dávkovacímu zařízení.
- 4) Tupou plnicí jehlu a injekční lahvičku přípravku vyhodte do schválené sběrné nádoby na ostrý odpad.
- 5) Pro každou injekční lahvičku přípravku DANTROLEN I.V. použijte novou jehlu s filtrem.
- 6) Přípravek DANTROLEN I.V. podejte neprodleně po rekonstituci.