

PŘÍLOHA Č. 3

Dočasná náhrada plazmafiltru Microplas MPS 05

Haemoselect L 0.5



Indikace: aferéza; výměna plazmy; separace plazmy, po které následuje opětovná infuze (adsorpce/perfuze)

V současnosti používané	Dočasná náhrada	Produktové odlišnosti, kterým byste měli věnovat pozornost:
MPS05 (Vyrobeno spol. Bellco)	Haemoselect L 0.5 (Vyrobeno spol. B.Braun)	- Objem pro předplnění plazmou 154 ml vs. 125 ml - Objem pro předplnění krví 48 ml vs. 50 ml - Plocha membrány je 0,5 vs. 0,45 m²

	Plazmafiltr MPS 05	Haemoselect L 0.5
Typ připojení	Luer Lock	Luer Lock
Potřeba adaptéru	Ne	Ne
Objem pro předplnění		
- Plazma	125 ml	154 ml
- Krev	50 ml	48 ml
Způsob sterilizace	ETO	ETO
Max TMP	Cílený <50 mmHg	100 mmHg
Materiál membrány	Polyethersulfone	Polyethersulfone
Velikost pórů membrány	0,5 µm	0,5 µm
Plocha membrány	0,45 m ²	0,5 m ²
Počet kusů v balení	1	20

Product	Haemoselect® L 0.5
Article number	7061006
Membrane	
Effective surface	0.5 m ²
Membrane material	Polyethersulfone
Internal diameter	300 µm
Wall thickness	100 µm
Max. pore size	0.5 µm
Housing	
Material	Polycarbonate
Sealant	Polyurethane
Sterilisation method	Ethylene oxide
Filling volume	
Blood side	48 ml
Plasma side	154 ml
Flow rates / pressures	
Blood flow	60–180 ml/min
Plasma flow	30 % of blood flow
Max. TMP	100 mmHg
Connectors	
Blood side	EN 1283/ISO 8637