

## Seznam glukometrů používaných v ČR

Aktualizováno 24.06.2025  
Schváleno SÚKL 12.08.2025

Značka Glukometru	Kompatibilní s PD roztokem (specifický ke glukóze) EXTRANEAL (icodextrin)	Typ testu*	Výrobce
FreeStyle Freedom	Ano	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care <a href="http://www.abbottdiabetescare.cz">www.abbottdiabetescare.cz</a>  Bezplatná infolinka 800 189 564 (Po-Pá 9.00-17.00)  Email: <a href="mailto:FreeStyle.CZ@abbott.com">FreeStyle.CZ@abbott.com</a>
FreeStyle Freedom Lite	Ano	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Ano	GDH-FAD	
FreeStyle Libre <sup>1</sup>	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Libre Pro <sup>1</sup>	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Libre 2 <sup>1</sup>	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Libre 3 <sup>1</sup>	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Optium Neo	Ano	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Ano	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Ano	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Ano	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Ano	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Ano	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Ano	GDH-NAD	
Assure Platinum	Ano	GO	Arkray, Inc.  Výhradní dovozce pro ČR:  Medista spol. s r.o. Tel.: +420 273 130 623  Zákaznická linka +420 603 432 421 <a href="mailto:jitka.malinova@medista.cz">jitka.malinova@medista.cz</a>  Email: <a href="mailto:glucocard@medista.cz">glucocard@medista.cz</a>  <a href="http://www.glucocard.cz">www.glucocard.cz</a>
GLUCOCARD 01	Ano	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Ano	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Ano	GO	
GLUCOCARD MX	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Ano	GO	
GLUCOCARD X-meter	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Ano	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Ano	GO	
ReliOn Confirm	Ano	GO	
ReliOn micro	Ano	GO	
ReliOn Prime	Ano	GO	
GLUCOCARD S onyx	Ano	GDH-FAD	
PocketChem BG	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Ano	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Ano	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Ano	GO	
GlucoCard G+ Link	Ano	GO	
GlucoCard Σ+	Ano	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Ano	GO	

Značka Glukometru	Kompatibilní s PD roztokem (specifický ke glukóze) EXTRANEAL (icodextrin)	Typ testu*	Výrobce
<b>Contour</b> <b>Contour Next</b> <b>Contour Next EZ</b> <b>Contour Next One</b> <b>Contour Plus</b> <b>Contour Plus One</b> <b>Contour TS</b> <b>Contour XT</b> <b>Contour Next (Connected)</b> <b>Contour Care</b> <b>Contour Plus Blue</b> <b>Contour Plus Elite</b> <b>Contour Next GEN</b>	<b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b>	<b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b>	<b>Ascensia Diabetes Care</b> (původně Bayer Healthcare) <b>PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.</b>  <b>Zelená linka: 800 111 077</b> (Po-Pá 9.00-15.00)  <b>Email: <a href="mailto:info@promedica-praha.cz">info@promedica-praha.cz</a></b>  <a href="https://www.promedica-praha.cz/divize/diabetologie/">https://www.promedica-praha.cz/divize/diabetologie/</a>
<b>OneTouch SelectPlus</b> <b>OneTouch SelectPlus Flex</b> <b>OneTouch SelectPlus Simple</b> <b>OneTouch Select Simple</b> <b>OneTouch Ultra 2</b> <b>OneTouch UltraEasy</b> <b>OneTouch UltraMini</b> <b>OneTouch UltraPlus Flex</b> <b>OneTouch UltraPlus Reflect</b> <b>OneTouch UltraVue</b> <b>OneTouch Verio</b> <b>OneTouch VerioFlex</b> <b>OneTouch VerioIQ</b> <b>OneTouch VerioPro+</b> <b>OneTouch VerioVue</b> <b>OneTouch Verio Reflect</b>	<b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b> <b>Ano</b>	<b>GO</b> <b>GO</b> <b>GO</b> <b>GO</b> <b>GO</b> <b>GO</b> <b>GO</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GO</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b> <b>GDH-FAD</b>	<b>Lifescan, Inc.</b> <b>Bezplatná linka: 800 223 223</b> (Po-Pá 8.30-16.00)  <b>Email: <a href="mailto:info@lifescan.cz">info@lifescan.cz</a></b>  <a href="https://www.inj.cz/o-spolecnosti/struktura-spolecnosti/medical-devices-diagnostics/divize/lifescan">https://www.inj.cz/o-spolecnosti/struktura-spolecnosti/medical-devices-diagnostics/divize/lifescan</a>



Značka Glukometru	Kompatibilní s PD roztokem (specifický ke glukóze) EXTRANEAL (icodextrin)	Typ testu*	Výrobce
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700	Ano	GDH-FAD	<p data-bbox="1118 450 1362 562"> <b>Bionime Corporation</b>  <a href="http://www.bionime.com">www.bionime.com</a>            Tel.:+886 4 2369 2388         </p>
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	Ano	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	Ano	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	

<b>iGlucose Blood Glucose Monitoring System</b>	<b>Ano</b>	<b>GO</b>	
<b>GE333 Blood Glucose Monitoring System</b>	<b>Ano</b>	<b>GO</b>	
<b>Quintet AC Blood Glucose Monitoring System</b>	<b>Ano</b>	<b>GO</b>	
<b>Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System</b>	<b>Ano</b>	<b>GO</b>	
<b>Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System</b>	<b>Ano</b>	<b>GDH-FAD</b>	
<b>Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System</b>	<b>Ano</b>	<b>GDH-FAD</b>	
<b>Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System</b>	<b>Ano</b>	<b>GDH-FAD</b>	
<b>LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System</b>	<b>Ano</b>	<b>GO</b>	
<b>LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System</b>	<b>Ano</b>	<b>GO</b>	
<b>LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System</b>	<b>Ano</b>	<b>GDH-FAD</b>	
<b>LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System</b>	<b>Ano</b>	<b>GDH-FAD</b>	
<b>LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System</b>	<b>Ano</b>	<b>GDH-FAD</b>	
<b>Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Tel</b>	<b>Ano</b>	<b>GDH-FAD</b>	
<b>Rightest Blood Glucose and Ketone Monitoring System Max Dual</b>	<b>Ano</b>	<b>GDH-FAD</b>	

<sup>1</sup> Tyto Abbott glukometry (spolu s Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 a Medtronic iPro2), systémy kontinuálního monitorování glykémie (CGM) **nejsou doporučeny** výrobcem pro použití u dialyzovaných pacientů. Přesto, že mají složení založené na GO, v současné době neexistují dostatečné vědecké důkazy o jejich kompatibilitě s Extranealem. Pro získání dalších informací kontaktujte výrobce.

<sup>2</sup> ACCU-CHEK Nano (nikoli Aviva nebo Performa) a ACCU-CHEK Aviva Plus glukózové systémy jsou dostupné POUZE v USA a využívají testovací proužky označené ACCU-CHEK SmartView a ACCU-CHEK Aviva Plus. Tyto systémy využívají Mut Q-GDH (**kompatibilní**) proužky. Pro získání dalších informací kontaktujte výrobce.

<sup>3</sup> TRUEresult (GDH-FAD), TRUEresult Twist 2, TRUEyou, monitory nebyly testovány s limity doporučenými společností Vantive pro Icodextrin a maltózu. Takže tyto monitory **nebyly doporučeny** k použití pro dialyzované pacienty.

#### **Typ testu\* (Test Type\*)**

**GO** = glukózová oxidáza (glucose oxidase)

**GDH-NAD** = glukózová dehydrogenáza s nikotinamid- adenin-dinukleotidem (glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide)

**GDH-FAD** = glukózová dehydrogenáza s flavin-adenin- dinukleotidem (glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide)

**Mut Q-GDH** = glukózová dehydrogenáza s modifikovaným pyrrolchinolinchinonem na eliminaci interference s maltózou (glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference)

Přečtěte si úplné informace o předepisování přípravku EXTRANEAL (icodextrin) roztok pro PD. Vantive a EXTRANEAL jsou ochranné známky společnosti Vantive Health LCC.

Další ochranné známky nebo produkty, které se zde vyskytují, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.